



MEMBER OF THE NYNOMIC GROUP

Konzepte

Balloncapper

Nicht immer steht die ursprüngliche Kappe eines Probenbehälters für ein automatisches Wiederverschließen zur Verfügung oder ein Sekundärrohrchen soll für eine Archivierung verschlossen werden. In diesen Fällen wird eine möglichst kostengünstige und schnell automatisierbare Verschlussmöglichkeit benötigt. Viele Ansätze beruhen auf vorproduzierten Kunststoff-Einmalverschlüssen oder einem Verschluss mit einer Alufolie. Unser Ansatz verbindet die Vorteile beider Lösungen, ist sehr kostengünstig und bietet einen sehr sicheren Verschluss des Probenbehälters.

Die Idee ist es, einen hohlen Stopfen direkt im Gerät zu produzieren, der wie ein zusammengedrückter Luftballon in der Kappe platziert und dann losgelassen wird, um so das Röhrchen fest zu verschließen.

m-u-t GmbH
Am Marienhof 2
22880 Wedel
Germany

☎ +49 4103 9308 - 0
☎ +49 4103 9308 - 99
@ info@mut-group.com
🌐 www.mut-group.com